DIE SECHS SCHRITTE ZUM REWALK

VORGESPRÄCH

Der erfahrene ReWalk Mitarbeiter ermittelt in einem persönlichen Gespräch, ob das ReWalk für die Nutzer:Innen geeignet ist.

TEST SESSION

Die kostenfreie und unverbindliche Test Session findet in einem Therapiezentrum in Wohnortnähe statt und dauert etwa 2 Stunden. Hierbei wird die Funktionsweise des Systems erklärt und das Exoskelett individuell an die Nutzer:Innen angepasst. Anschließend sammelt man die ersten Erfahrungen beim Aufstehen, Balance-übungen und den ersten Schritten.

SCHULUNG IM GEBRAUCH __

Die Schulung im Gebrauch bereitet die Nutzer:Innen auf die sichere Verwendung des ReWalk im Alltag vor. Vom Transfer über das An- und Ablegen und den ersten Schritten bis zum Überwinden von Bordsteinen und dem Treppensteigen: Nutzer:Innen erlangen in dieser mehrmonatigen, intensiven Schulung alle Kompetenzen in einem zertifizierten Trainingszentrum in Wohnortnähe.

1

MEDIZINISCHE VOR-UNTERSUCHUNGEN

Für eine Test-Session im ReWalk Exoskelett ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie eine Knochendichtemessung von dem be handelnden Arzt notwendig. Das Formular hierzu erhalten Interessent:Innen von Ihrem beratenden ReWalk Mitarbeiter nach dem Vorgespräch.

(3)

BEANTRAGUNG BEI

Nach einer erfolgreichen Test Session entscheiden die Interessent:Innen, ob sie gemeinsam mit ReWalk Robotics einen Antrag für die Schulung im Gebrauch sowie die häusliche Versorgung bei dem Kostenträger stellen



REWALK VERSORGUNG

Nach erfolgreichem Abschluss der Schulung im Gebrauch und Bewilligung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, erfolgt die Auslieferung des ReWalk für die alltägliche Nutzung.

ReValk

ZUSAMMEN-FASSUNG



- Selbstbestimmt Stehen, Gehen, Kurven laufen und Treppensteigen
- Individuell angepasst
- Für die alltägliche Nutzung zu Hause und draußen
- Vollständig selbsttragend;
 Nutzer:In spürt das Gewicht nicht
- Das einzige Exoskelett mit bis zu
 5 Jahren Garantie inkl. Service
 und Wartung

ReWalk Robotics GmbH Leipziger Platz 15 10117 Berlin © 2023 ReWalk Robotics GmbH +49 (0) 30 2589 5080 +49 (0) 30 2589 4100 kontakt@rewalk.com www.rewalk.com/de

ReWalk Robotics Deutschland rewalk_robotics_deutschland
ReWalk Robotics GmbH



REWALK-DAS EXOSKELETT FÜR DEN ALLTAG

Anerkanntes Hilfsmittel

Hilfsmittelnummer: 23.29.01.2001

Für komplett und inkomplett querschnittgelähmte Menschen

Erstattungsfähig

bei vorliegenden medizinischen Voraussetzungen



Revalk





ReWalk ist ein am Körper getragenes Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Querschnitt lähmung durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu Stehen, zu Gehen, Kurven zu laufen und Treppen zu steigen. Über die Auswahl des gewünschten Betriebsmodus sowie die Unterarmgehstützen behält der Nutzer dabei die vollständige Bewegungskontrolle.

Das ReWalk System ist für den ganztägigen geeignet. Es ist in Deutschland als Hilfsmittel zugelassen und anerkannt. Somit kann es von dem behandelnden Arzt für den Versicherten verordnet werden und ist durch den Kostenträger erstattungsfähig.

Das System ist ausgelegt für eine Körpergröße

zwischen ca. 1,60 m und 1,90 m (abhängig von

werden im Rahmen einer ärztlichen Vorunter-

suchung geprüft.

der Beinlänge) und einem Körpergewicht bis zu 100 kg. Weitere Ein- und Ausschlusskriterien



Das ReWalk wurde für Personen mit einer kompletten oder inkompletten Querschnittlähmung, mit ausreichender Beweglichkeit im Oberkörper sowie Greiffunktion der Hände entwickelt. Dies ist notwendig, um die Unterarmgehstützen sicher platzieren zu können.



Das Ziel der Versorgung mit dem ReWalk im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ist der unmittelbare Behinderungsausgleich. Die verloren gegangenen Körperfunktionen (Stehen und Gehen) werden mit dem ReWalk weitgehend und umfassend ausgeglichen.

Im Alltag kann das System verwendet werden, um auf Augenhöhe am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, Spazieren zu gehen oder Freunde in deren nicht barrierefreien Wohnungen zu besuchen. Das genaue Einsatzziel ist dabei so individuell wie die Nutzer:Innen.

JETZT REWALKER:IN WERDEN

Scannen Sie den QR-Code, besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an und machen Sie noch heute den nächsten Schritt!



+49 (0) 30 2589 5080 www.rewalk.com/de

DAS EXOSKELETT FÜR DEN ALLTAG

Jedes ReWalk wird individuell angepasst und kombiniert das beste Gangbild mit der vollen Bewegungskontrolle für die größtmögliche Sicherheit.



TH 10 inkomplett seit 2005 ReWalkerin seit 2016

TH 12 komplett seit 2002 ReWalker seit 2012

ANDRE VAN RUESCHEN

In der Wohnung, dem Wald, der Stadt oder dem Park - ReWalk wurde für den Einsatz im Alltag entwickelt und ermöglicht bis zu 10 km Gehen am Stück.

Mit gelegentlichen Pausen sogar den ganzen Tag.

Thomas Binder L1 komplett seit 2015 ReWalker seit 2016

